

Información de producto

FD 300 desinfección de superficies



FD 300 - breve descripción

- Concentrado para la limpieza y la desinfección de las superficies de los productos sanitarios no invasivos y del inventario médico en la consulta, el laboratorio y la clínica.
- Espectro de acción amplio: bactericida, levuricida, tuberculicida, viricida limitado (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH y coronavirus), viricida limitado PLUS (incl. rotavirus, adenovirus, norovirus), viricida (virus encapsulados y no encapsulados).
- Comprobado según los métodos de la VAH, las directrices DVV/RKI y las normas europeas vigentes.
- Lista VAH. Lista de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO).
- Buena compatibilidad con los materiales.
- Aplicación a baja concentración.
- Libre de aldehídos - su actividad se basa en alquilaminas y compuestos de amonio cuaternario.
- Especialmente recomendado para la aplicación en combinación con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Propiedades

FD 300 del sistema Dürr Higiene es un concentrado libre de aldehídos altamente eficaz para la limpieza y desinfección de las superficies de los productos sanitarios no invasivos y del inventario médico en consultas, laboratorios y clínicas. FD 300 destaca por una buena compatibilidad con los materiales. FD 300 se recomienda especialmente usarlo en combinación con FD multi wipes/FD multi wipes compact.

Composición del producto

La acción de FD 300 se basa en la combinación de efecto sinérgico de alquilaminas y compuestos de amonio cuaternario. 100 g de FD 300 contienen 12 g de 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamina (con subproductos), 7 g de propionato de didecil-metil-poli(oxietil) amonio, así como 5 - 15 % de tensioactivos no iónicos, < 5 % de agentes complejantes, < 5 % de componentes detergentes alcalinos, adyuvantes y agua.

Eficacia antimicrobiana

FD 300 tiene efecto bactericida, levuricida, tuberculicida, viricida limitado (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH y coronavirus), viricida limitado PLUS (incl. rotavirus, adenovirus, norovirus), viricida (virus encapsulados y no encapsulados). FD 300 está incluido en la lista de la Asociación Alemana de Higiene Aplicada (VAH) y en la lista de desinfectantes de la Asociación Industrial Alemana para la Higiene y la Protección de Superficies (IHO). Comprobado bajo carga elevada según las normas EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 y las directrices de la Asociación Alemana de Control de Enfermedades Virales (DVV)/del Instituto Robert-Koch (RKI).

Aplicación

FD 300 se utiliza como solución al 1 % hasta el 4 %. Para una solución al 2 %, mida 20 ml de FD 300 con el vaso graduado integrado en el tapón (la marca corresponde a 20 ml) y complete con agua hasta 1 litro. Aplique FD 300 solución lista para usar sobre un paño y humedezca completamente las superficies. Limpie las superficies y los objetos a desinfectar y deje actuar el producto. Desinfecte las superficies visiblemente contaminadas con la solución lista para usar y elimine la suciedad con un paño. Vuelva a desinfectar las superficies limpiadas. Preste siempre atención a humedecer completamente durante todo el tiempo de actuación. La relación concentración-tiempo es, según la VAH (bactericida / levuricida) al 1 % - 15 min o al 2 % - 5 min. Una inactivación de los virus se produce al 1 % - 1 min. hasta 4 % - 5 min. y de las bacterias que causan la tuberculosis (Tb), al 1 % - 60 min. Utilice del mismo modo las toallitas FD multi wipes/FD multi wipes compact empapadas de FD 300 (1 % - 4 %). Preste siempre atención a humedecer completamente las superficies.

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Información de producto

FD 300 desinfección de superficies

Vida útil

Concentrado: No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa.

Solución de trabajo: solución sin usar: 28 días; desechar la solución utilizada después de su uso.

Tamaño del envase

Botella de 2,5 l

Almacenamiento

Guardar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.

Accesorios

FD multi wipes/FD multi wipes compact

Notas generales

La limpieza y desinfección debe realizarse a diario en todas las áreas en las que pueden originarse infecciones o que deban protegerse de una contaminación. No mezclar FD 300 con otros productos. FD 300 no puede utilizarse en superficies que ya han sido tratadas con preparados de aldehído que contengan p. ej. glutaraldehído o glioxal. El contacto con FD 300 puede ocasionar manchas. Para evitar alteraciones en las superficies durante el uso de FD 300, se deben lavar las superficies con agua limpia de manera periódica (como mínimo

una vez por semana) o cuando sea necesario. Las toallitas FD 300 no son adecuadas para superficies de aluminio. En casos aislados se puede producir la decoloración de superficies de plástico por la liberación de sustancias de los materiales de los guantes (p. ej. látex). En el caso de las superficies de composición material desconocida tenga en cuenta las instrucciones del fabricante, o compruebe la compatibilidad con el material en una zona no visible. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto. Desechar los envases limpios en los contenedores para el reciclado. Para uso exclusivo por parte de personal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autoridad competente de su estado miembro.

Advertencias de seguridad

FD 300 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Concentrado: valor de pH: > 13,0

Solución de trabajo (1 %): valor de pH: 11,5 - 12,5

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.



Aplicación		Relación concentración-tiempo
Recomendación de aplicación para la desinfección de superficies según VAH	Bactericida / Levuricida	1 % - 15 min
		2 % - 5 min
Espectro de acción	Comprobado según	Relación concentración-tiempo
Bacterias y levaduras		
Bactericida / Levuricida	EN 13727, EN 13624, EN 16615	1 % - 15 min
		2 % - 5 min
Tuberculicida	EN 14348	1 % - 60 min
Virus		
Efecto virucida limitado (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH así como coronavirus)	EN 14476	2 % - 5 min ¹⁾
	directrices RKI/DVV	4 % - 5 min
Viricida PLUS limitado (incl. rotavirus, adenovirus y norovirus)	EN 14476	2 % - 5 min ¹⁾
	directrices RKI/DVV	4 % - 5 min
Viricida (virus encapsulados y no encapsulados)	EN 14476	2 % - 5 min ¹⁾
	directrices RKI/DVV	4 % - 5 min

1) Ensayo con carga reducida.

Distribuido por

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Alemania
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Alemania
www.orochemie.de
info@orochemie.com

