

















FICHA TÉCNICA

| AGUJAS ULTRA SAFETY PLUS TWIST MARCA: SEPTODONT | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------|-----------------|-----------------|------|--|---------------|------|--|---------------|------|--|---------------|------|--|---------------|------|--|
| REFERENCIAS | 11620R: ULTRA SAFETY PLUS TWIST AGUJA 30G-21MM 11531G: ULTRA SAFETY PLUS TWIST AGUJA 30G-25MM 11555E: ULTRA SAFETY PLUS TWIST AGUJA 27G-35MM 11682B: ULTRA SAFETY PLUS TWIST AGUJA 27G-25MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | SEPTODONT 58 rue du pont de Créteil 94107 Saint – Maur-des-Fossés Cedex Francia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN | Producto Sanitario Clase Is, conforme a la Directiva 93/42/CEE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Dispositivo de seguridad antipinchazos que incorpora un sistema de bloqueo con un giro de 45º que proporciona seguridad y evita la inestabilidad de la jeringa en su uso. Permite realizar aspiración pasiva o activa. Sistema recargable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIÓN | <p>Características y beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protección de lesiones por pinchazo de aguja para usted y sus pacientes. • De acuerdo con las últimas regulaciones. • Bloqueo fácil y seguro hace que el dispositivo sea intuitivo y seguro. • Mango esterilizable. • Aspiración tanto pasiva o activa para la seguridad del paciente. • Barril transparente para permitir la visualización de la aspiración. • Dos posiciones diferentes: Posición de sujeción (reversible) y Posición de bloqueo (irreversible). • Indicador que facilita la orientación adecuada del bisel. • Calibres: 27G y 30G • Longitudes: 10 mm, 21 mm, 25 mm y 35 mm, según necesidades clínicas. <table border="1" data-bbox="587 1787 1066 2038"> <thead> <tr> <th>LONGITUD</th> <th>CALIBRE</th> <th>CÓDIGO DE COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X CORTO - 10 MM</td> <td>30 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORTO - 25 MM</td> <td>30 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORTO - 25 MM</td> <td>27 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO - 35 MM</td> <td>27 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGO - 35 MM</td> <td>25 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | LONGITUD | CALIBRE | CÓDIGO DE COLOR | X CORTO - 10 MM | 30 G |  | CORTO - 25 MM | 30 G |  | CORTO - 25 MM | 27 G |  | LARGO - 35 MM | 27 G |  | LARGO - 35 MM | 25 G |  |
| LONGITUD | CALIBRE | CÓDIGO DE COLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X CORTO - 10 MM | 30 G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORTO - 25 MM | 30 G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORTO - 25 MM | 27 G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGO - 35 MM | 27 G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LARGO - 35 MM | 25 G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------------------------|--|
| PRESENTACIÓN | Caja de 100 agujas estériles + 1 mango esterilizable (azul) |
| FINALIDAD PREVISTA | <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo de seguridad para Inyecciones seguras en la administración de anestesia local.• Adecuada para aspiración controlada y administración segura en múltiples pinchazos durante procedimientos clínicos. |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | No conservar a temperatura superior a 30°C. |

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.